

PRODUKTDATABLAD

Spongostan, steril

Spongostan er et gelatinebaseret hæmostatikum, som består af tørret gelatineskum. Spongostan har en neutral pH værdi, som bevirker at det kan anvendes som bærer af lægemidler.

Trombocytterne aktiveres og fæstnes i gelatinesvampen, når Spongostan placeres på blødningen.

Flere kædereaktioner bevirker, at løst cirkulerende fibrinogen omdannes til fibrin. Spongostan danner en barriere sammen med fibrinet, hvilket standser blødningen indenfor 2-5 minutter.

Spongostan resorberes fuldstændigt indenfor 4-6 uger. Spongostan absorberer 50 gange sin egen vægt.

Anvendes ved akutte sår og ved næseblod, hvor man ønsker stor absorption og blødningen stoppet.



Indholdsstoffer/materiale:	Gelatine
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse III
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	4 år
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Spongostan, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref.nr.
4297180	Spongostan	Film 200 x 70 x 0,5 mm steril	Æske a 20 stk.	MS0001
4297181	Spongostan	Standard 70 x 50 x 10 mm steril	Æske a 20 stk.	MS0002
4297182	Spongostan	Special 70 x 50 x 1 mm steril	Æske a 20 stk.	MS0003