



ZI N°1 – EST
FR 61300 SAINT OUEN SUR ITON
E-Mail : contact@imv-technologies.com
Site : www.imv-technologies.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT

INRA 96
Flacon 200 ml
016441

CODE ARTICLE OU GAMME DE PRODUIT

CONDITIONNEMENT EMBALLAGE

1 Flacon dans un emballage individuel cartonné

SUR EMBALLAGE

4 boîtes filmées

UNITE DE VENTE

100

APPLICATION

Milieu de conservation de la semence équine

PAYS D'ORIGINE

FRANCE

FABRICANT

IMV TECHNOLOGIES

NUMERO DE LOT

Oui

STERILISATION

Oui

PEREMPTION (date)

1 an



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit :

Poids net de l'article

± 230 gr

Diamètre

Ø 60 mm

Dimensions (HxLxl) en mm

H= 130 mm

Emballage :

Dimensions (HxLxl) en mm

140 x 65 x 65 mm

Matière

Carton

Poids brut

± 250 gr

Suremballage :

Dimensions (HxLxl) en mm

310 x 125 x 125 mm

Matière

film PVC

Poids total

± 2,6 kg

Palette

Non palettisé

Dimensions (HxLxl) en mm

N/A

Poids emballage en kg

N/A

Poids total en kg

N/A

COMPOSITION

Matière Caséines, tampons, sels, sucres, eau ultra pure, antibiotiques : pénicilline sodique, gentamycine sulfate, amphotéricine.

Norme de fabrication si nécessaire

ISO 9001 V 2008

UTILISATION (conseils) Utiliser le milieu de conservation INRA 96 de semence fraîche équine soit en méthode réfrigérée (+4°C) soit en méthode à +15°C. Ne pas utiliser de seringues dont le piston comporte un joint d'étanchéité en caoutchouc butyl noir. Cf. notice INRA 96. Pour animaux uniquement. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas boire, ne pas injecter, ne pas inhaler. Eviter le contact avec la peau. MSDS disponible sur demande.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE (lieu, température) : Maintenir à une température entre +2°C et +8°C. Maintenir fermé le flacon dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur. Ne pas stocker à proximité d'aliments, de boissons ou de nourriture pour animaux.



ZI N°1 – EST
FR 61300 SAINT OUEN SUR ITON
E-Mail : contact@imv-technologies.com
Site : www.imv-technologies.com

TECHNICAL PRODUCT INFORMATION

PRODUCT IDENTIFICATION

PRODUCT NAME	INRA 96 Bottle 200 ml 016441
REFERENCE OR PRODUCT RANGE	1 Bottle in individual package
PACKAGING	4 bottles wrapped
OVER PACKAGING	100
SOLD BY (in units)	Equine semen preservation medium
APPLICATION	FRANCE
COUNTRY OF ORIGIN	IMV TECHNOLOGIES
MANUFACTURER	Yes
BATCH NUMBER	yes
STERILE YES/NO	1 year
SHELF LIFE	



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Product :		
	Net weight per unit	± 230 gr
	Diameter	Ø 60 mm
	Size	H= 130 mm
Packaging :		
	Size	140 x 65 x 65 mm
	Material	Cardboard
	Gross weight	± 250 gr
Over-packaging :		
	Size	310 x 125 x 125 mm
	Material	film PVC
	Weight	± 2,6 kg
Palette		
	Not on pallet	
	Size	N/A
	Packaging weight	N/A
	Total weight	N/A

COMPOSITION

Material Casein, buffer, salts, sugars, ultra pure water, antibiotics: gentamicine sulfate, penicilline with sodium, amphotericin.

Manufacturing standard (if necessary) ISO 9001 V 2008

UTILISATION (advices) Use the INRA 96 fresh/cooled equine semen extender with cooled and transported method (+4°C) or +15°C method. Do not use black rubber syringues. Cf. Instruction for use. For animal use only. Keep out of reach of children. Do not drink, do not inject and do not inhale. Avoid skin contact. MSDS available on request.

STORAGE RECOMMANDATIONS (period, temperature) Store at temperature between +2°C and +8°C.
Keep locked up. Keep container dry. Keep away from heat. Do not store near food, drinks and animal feed.